

# LAMPADE SCIALITICHE MACH

Disponibili a soffitto, a parete e su stativo



Potenza Luminosa Ad 1 Mt Di Distanza: 100.000 Lux

Indice Di Riproduzione Colore Ra A 4500 Kelvin: 95

Campo Luminoso (In Cm) : 17cm

Temperatura Di Calore (Kelvin): 4500

Regolazione Elettronica Della Luminosita': 50-100%

Aumento Della Temperatura Nell'area Della Testa: 0.5°C

Assorbimento Totale : 20w

Numero Dei Leds: 19

Durata Delle Fonti Lumonise: Superiore 40000ore

Distanza Di Lavoro In Cm: 70-140

Diametro Testa Lampada In Cm: 33

Regolazione In Altezza In Cm 119