

AUTOCLAVE HYDRA



Autoclave elettronica a vapore d'acqua con display digitale, doppio ciclo di sterilizzazione (121°C.-134°C.) con possibilità di asciugatura, serbatoi d'acqua interni all'apparecchiatura, classe N quindi per strumenti metallici o solidi non imbustati privi di cavità che possano ostacolare la penetrazione del vapore. Certificata nel rispetto di EN13060. Scheda comandi inserita nella plancia. Display grafico e stampante integrata. Sistema di allineamento barico automatico. Caricamento dell'acqua automatico. Misura: profondità 32cm – 15lt. Marchio CE.

Caratteristiche tecniche:

Autoclave in classe N conforme alla normativa EN13060

- Microprocessore elettronico
- Sistema integrato per controllo e valutazione ciclo
- Nuovo pannello elettronico di controllo
- 3 chiusure di sicurezza: dinamica, elettronica e elettromagnetica
- Ciclo automatico senza operatore
- Funzione anti-condensa
- Camera in acciaio INOX
- Doppio serbatoio per l'acqua
- Porta tray in con 4 vassoi in alluminio
- Predisposizione per sistema ad osmosi PURA
- Sistema di regolazione P.I.D. : per facile e veloce cambiamento dei parametri
- Aggiustamento barometrico automatico
- Stampante integrata per la conservazione dei dati dei cicli di sterilizzazione

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni	510 x 390 x 590 mm
Peso	54 kg
Alimentazione	230V - 50/60 Hz
Assorbimento	1,5 kW
Diametro camera	245 mm
Profondità camera	320 mm