



BILANCIA VETERINARIA - piccoli animali

Codice: GI27261

Categoria: Bilance

Unità di veterinaria 1

vendita: pz.

Quantitativi 1

minimi:

Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 5997307565514

Descrizione: Bilancia digitale per animali domestici.

Caratteristiche tecniche:

- Capacità/Sensibilità: 20 kg / 10 g
- Batteria al litio (inclusa)
- Peso minimo misurabile: 2 kg
- Spegnimento automatico
- Vassoio: 530 x 290 mm
- Indicazione del livello di carica della batteria
- Funzioni di tara e di blocco della misurazione
- Display LCD 25 mm
- Lb/kg/st selezionabile dall'utente