

MICROSCOPIO BINOCULARE EUROTEK



Caratteristiche tecniche:

- Testata Binoculare Inclinata a **30°** Ruotabile a **360°**
- Regolazione diottrica **±5** (diottrie) e distanza interpupillare.
- Coppia di oculari **WF10x/18mm**.
- Obiettivi DIN **160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65 - 100x/0.80**. (incrementabili)
- Revolver portaobiettivi **4** posti (click stop).
- Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri e regolabile in altezza.
- Tavolo traslatore double-layer **132X142mm** range **75x40mm** con comandi coassiali.
- Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con frizione e fine corsa.
- Sistema di regolazione dell'intensità della messa a fuoco e sistema di fine corsa
- dell'altezza del tavolo per evitare rotture accidentali con il vetrino porta campioni in vetro.
- Divisione **0.2/0.002mm** Corsa **20mm**.
- Illuminazione **S-LED 3W** con regolazione dell'intensità luminosa. Sistema centrabile.