

# ***SACCA PER TRASFUSIONE***



**Sacca per la raccolta del sangue senza anticoagulante con capacità da 50 a 250ml composta da una prolunga con via supplementare per l'immissione dell'anticoagulante e due coni vial di uscita.**

## **DISTINTI COMPONENTI**

Corpo sacca                      Materiale: EVA  
Cono Vial                         Materiale: PC+PP+ALL Gomma sintetica clorobutilica

## **CARATTERISTICHE E UTILIZZO**

Il dispositivo è realizzato con materiali di EVA flessibile e conforme ai requisiti delle norme sulla biocompatibilità della serie ISO 10993.

Inoltre, i materiali impiegati sono LATEX FREE, quindi privi di lattice.

## **CONFEZIONAMENTO**

Confezione singola sterile.

DYASET s.r.l.

Via A. Grandi n.3 – 44015 Portomaggiore (FE) Italy  
Tel. 0532/81.48.20, 0532/32.00.02, fax 0532/18.67.80.2  
e-mail: [dyaset@dyaset.com](mailto:dyaset@dyaset.com)