

SFIGMOMANOMETRO ELETTRONICO PER VETERINARIA

Codice: SE8AVET/FX
Categoria: Sfigmomanometri veterinaria
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 8023279805505

Descrizione: Sfigmomanometro elettronico con misurazione completamente automatica della pressione sanguigna degli animali e ampio schermo LCD a colori ad alta definizione.

- memorizzazione fino a 100 gruppi di dati con data e ora
- funzionamento automatico one-touch
- funzione di allarme con possibilità di impostare dei limiti
- doppia unità di misura: kPa e mmHg
- bracciale a scelta in 5 misure: small, small/medium, medium, large, X-large
- spegnimento automatico
- sonda SpO2 opzionale con clip per lingua o orecchio

Fornito con bracciale medium (10-19 cm)

Caratteristiche tecniche:

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Campo di misurazione: 0-38,67 kPa (0-290 mmHg)
- Risoluzione: 1 mmHg
- Precisione: pressione statica: $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg)
- Gonfiaggio-sgonfiaggio: gonfiaggio automatico - sgonfiaggio automatico in più fasi
- Schermo: LCD 2,8" a colori
- Alimentazione: 4 batterie "AA" o adattatore opzionale
- Sicurezza: dispositivo classe II tipo BF parti applicate
- Dimensioni - Peso: 130x110x80 mm - 300 g,
- Marchio CE