



# Askir 36 Li-Ion

## Portatili / Batteria



NEW ASKIR 36 LI-ION è un aspiratore elettrico per l'aspirazione orale, nasale e tracheale di liquidi corporei nell'adulto o nel bambino. Può funzionare con tre tipi di alimentazione: con alimentatore AC/DC in dotazione, con alimentazione interna (Batteria Litio-Ione 14,8V 5,2A) o con cavo accendisigari per auto (12V) ed è approvato per uso continuo. Il dispositivo è dotato di allarme acustico ed indicazione visiva (LED) per indicazione dello stato della batteria ed è equipaggiato con vuotometro (mmHg e kPa) e regolatore di vuoto. La batteria al Litio-Ione ed il pressostato interno garantiscono un utilizzo intelligente del dispositivo regolando automaticamente la potenza di aspirazione con conseguente aumento dell'autonomia della batteria e diminuzione del rumore prodotto. La funzione PROXIMITY attiva o disattiva il dispositivo con sensore di prossimità ad infrarossi. Il dispositivo è conforme alla norma EN 60601-1-11 "prescrizioni per apparecchi elettromedicali per uso domiciliare".

### CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

- RE 410205 1 vaso 1000 ml

### ACCESSORI INCLUSI

Set Tubi Silicone 8x14mm (autoclavabili) + Raccordo Conico  $\varnothing$  10-11-12mm

Filtro antibatterico ed idrofobico (mono paziente)

Alimentatore universale AC/DC

Alimentatore Universale con presa Schuko

Cavetto Accendisigari 12V DC



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione)
Alimentazione	14V --- 4A con alimentatore AC/DC (input: 100-240V~ 50/60Hz) in dotazione o alimentazione interna (Batteria Litio-Ione 14,8V - -- 5,2A) o con cavetto accendisigari per auto (12V 4A)
ISO 10079-1 Classificazione	Alto vuoto / Alto flusso
Aspirazione Max (regolabile)	-0.80 bar -80kPa - 600mmHg
Funzionamento	Continuo
Rumorosità	60 dBA
Autonomia	70 min
Tempo ricarica batteria	6 ore
Grado di protezione	IP21
Peso	3.00 Kg
Dimensioni	35x21x18 cm
Garanzia	2 anni
Lugo di fabbricazione	ITALIA