



New Askir 30

Portatili / Batteria



NEW ASKIR 30 è un aspiratore elettrico per l'aspirazione di liquidi corporei, aspirazione orale, nasale e tracheale nell'adulto e nel bambino. Indicato per l'applicazione in piccola chirurgia, su pazienti tracheotomizzati e trattamenti post-operatori a domicilio, grazie all'elevata potenza del compressore e alle prestazioni in aspirazione da esso assicurate, il dispositivo può essere utilizzato anche in manovre di Gastroenterologia e Ostetricia. Le sue dimensioni, la comoda maniglia di trasporto e l'estrema facilità di utilizzo, lo rendono adatto all'impiego in ambito ambulatoriale, in corsia/reparto ospedaliero e per i trattamenti in home-care per il quale il dispositivo è stato specificatamente certificato in conformità alla norma EN 60601-1-11 "utilizzo in ambito home-care". Equipaggiato con vuotometro (mmHg e kPa) e regolatore di vuoto il dispositivo è disponibile con sistema di raccolta autoclavabile o monouso da 1 o 2 litri.



ACCESSORI INCLUSI

Vaso aspirazione con sistema di troppo pieno
Set Tubi Silicone 6x10mm (autoclavabili) + Raccordo Conico \varnothing 8-9-10mm
Filtro antibatterico ed idrofobico (monopaziente)
Sonda Aspirazione CH20
Cordone Alimentazione con spina Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	Pompa a pistone a secco
Alimentazione	230V-50 Hz
ISO 10079-1 Classificazione	Alto vuoto / Alto flusso
Aspirazione Max (regolabile)	-0.80 Bar -80kPa - 600 mmHg
Rumorosità	60,5 dB
Flusso d'aria libero	40 l/min
Potenza assorbita	110 VA
Fusibile	1 xF1,6 A 250 V
Funzionamento	Continuo
Grado di protezione	IP21
Peso	3,6 Kg
Dimensioni	35x21x18 cm
Garanzia	2 anni
Luogo di fabbricazione	ITALIA